



neoLab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## SERVA SERVAGel™ Neutral pH 7,4 Gradient Fertiggel, 12 Probentaschen

**Preis auf  
Anfrage**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Das SERVAGel™ Neutral pH 7,4 Gradient Fertiggel hat alle Vorteile des SERVAGel™ Neutral pH 7,4 , besitzt aber bei der Auftrennung von Proteinen mit niedrigem Molekulargewicht eine noch bessere Auflösung (von 5 kDa bis zu ca. 100 kDa). Der Trennbereich liegt zwischen 5 kDa bis zu 200 kDa. Um die Auflösung und Trennschärfe der Proteinbanden zu verbessern, sollten der SERVA Tris-Tricin-Laufpuffer und Tris-Tricin/SDS-Probenpuffer verwendet werden.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	SV-0105
Hersteller (Marke)	SERVA
EAN	4058072372422
Transporttemperatur	Nasseis
Anzahl Vertiefungen	12
Dicke	1 mm

