



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



SERVA SERVAGel™ Neutral pH 7,4 Gradient Fertigel, 10 Probentaschen

**Preis auf
Anfrage**

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Das SERVAGel™ Neutral pH 7,4 Gradient Fertiggel hat alle Vorteile des SERVAGel™ Neutral pH 7,4 , besitzt aber bei der Auftrennung von Proteinen mit niedrigem Molekulargewicht eine noch bessere Auflösung (von 5 kDa bis zu ca. 100 kDa). Der Trennbereich liegt zwischen 5 kDa bis zu 200 kDa. Um die Auflösung und Trennschärfe der Proteinbanden zu verbessern, sollten der SERVA Tris-Tricin-Laufpuffer und Tris-Tricin/SDS-Probenpuffer verwendet werden.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SV-0108
Hersteller (Marke)	SERVA
EAN	4058072372453
Transporttemperatur	Nasseis
Anzahl Vertiefungen	10
Dicke	1 mm

