



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## SERVA SERVAGel™ TG PRiME™ 4 – 20 % Fertiggel, 10 Probenflaschen

**158,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Das SERVAGel™ TG PRIME™ 4 - 20 % Fertiggel hat ein eigenentwickeltes modifiziertes Tris/Glycin-Puffersystem, das nicht nur eine deutlich verlängerte Haltbarkeit im Vergleich zu klassischen Tris-Glycin-Gelen nach Laemmli garantiert, sondern auch kurze Elektrophoresezeiten bei der Verwendung von Standard-Tris/Glycin-Proben- und Laufpuffern erlaubt (2 Gele, 35 min bei 350 V konst.). Es kann unter nativen und denaturierenden Bedingungen eingesetzt werden. Der Trennbereich liegt zwischen 6 bis zu 200 kDa.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	SV-0148
Hersteller (Marke)	SERVA
EAN	4058072372859
Transporttemperatur	Nasseis
Anzahl Vertiefungen	10
Dicke	1 mm

