



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



SERVA SERVAGel™ TG PRIME™ 8 – 16 % Fertiggel, 15 Probenflaschen

Preis auf
Anfrage

zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Das SERVAGel™ TG PRIME™ 8 - 16 % Fertiggel hat ein eigenentwickeltes modifiziertes Tris/Glycin-Puffersystem, das nicht nur eine deutlich verlängerte Haltbarkeit im Vergleich zu klassischen Tris-Glycin-Gelen nach Laemmli garantiert, sondern auch kurze Elektrophoresezeiten bei der Verwendung von Standard-Tris/Glycin-Proben- und Laufpuffern erlaubt (2 Gele, 35 min bei 350 V konst.). Es kann unter nativen und denaturierenden Bedingungen eingesetzt werden. Der Trennbereich liegt zwischen 20 bis zu 250 kDa.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SV-0169
Hersteller (Marke)	SERVA
EAN	4058072373061
Transporttemperatur	Nasseis
Anzahl Vertiefungen	15
Dicke	1 mm

