



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Corning® Geleinsatz für GD-1000 und GDBL-1000

256,53 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Geleinsatz für GD-1000 und GDBL-1000

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CQ-0387
Hersteller (Marke)	Corning
alte neoLab ArtikelNr.	C-2036
EAN	4058072225865
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Elektrophoresegeräte Eigenschaften	mit Gelträger

