



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e


Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Axygen® Gelträger 20 x 20 cm zur Verwendung für 20 cm Gel Box, UV transparent

**100,45 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Gelträger für Elektrophoresekammer Axygen®, horizontal **Größe: 20 x 20 cm**

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	CQ-0446
Hersteller (Marke)	Axygen
alte neoLab ArtikelNr.	C-2016
EAN	4058072226176
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Material	Polymethylmetacrylat (PMMA) (Acrylglas)
Breite	200 mm
Höhe	35 mm
Länge	200 mm
Tiefe	200 mm
Elektrophoresegeräte Eigenschaften	mit Gelträger
Anzahl Kammpositionen	4
Maße Gel	200 x 200 mm
Volumen Gel	400 ml

