



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



SAF Wärmetechnik Gehäuseheizhaube für 50 ml Rundkolben

288,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Standard Gehäuseheizhauben für Rundkolben im hitzegeschütztem Gehäuse in hervorragender Qualität, handgeflochten.

- 25 bis 100 ml mit 1 Heizzone
Heizleitertemperatur: max. 450°C

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	WF-0370
Hersteller (Marke)	SAF Wärmetechnik
alte neoLab ArtikelNr.	3-2241
EAN	4058072163884
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Blau Weiß
Material	Glasseide
geeignet für	Rundkolben
Spannung	230 V
Funktionsweise	elektrisch
Leistung	70 W
für Gefäße mit DM bis	51.0 mm
für Gefäße mit Volumen bis	50 ml

