



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



SAF Wärmetechnik Gehäuseheizhaube für 1000 ml Rundkolben

328,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Standard Gehäuseheizhauben für Rundkolben im hitzegeschütztem Gehäuse in hervorragender Qualität, handgeflochten.

- ab 250 ml mit 2 Heizzonen (Leistung wahlweise stufenlos einstellbar)

Heizleitertemperatur: max. 450°C

Zusätzliche Informationen

| | |
|----------------------------|------------------|
| Art.-Nr. | WF-0374 |
| Hersteller (Marke) | SAF Wärmetechnik |
| alte neoLab ArtikelNr. | 3-2245 |
| EAN | 4058072163921 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| Farbe | Blau Weiß |
| Material | Glasseide |
| geeignet für | Rundkolben |
| Spannung | 230 V |
| Funktionsweise | elektrisch |
| Leistung | 450 W |
| für Gefäße mit DM bis | 131.0 mm |
| für Gefäße mit Volumen bis | 1000 ml |

