



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## SAF Wärmetechnik Gehäuseheizhaube für 2 L Rundkolben

**379,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

**Standard Gehäuseheizhauben für Rundkolben im hitzegeschütztem Gehäuse** in hervorragender Qualität, handgeflochten.

- ab 250 ml mit 2 Heizzonen (Leistung wahlweise stufenlos einstellbar)

**Heizleitertemperatur: max. 450°C**

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	WF-0375
Hersteller (Marke)	SAF Wärmetechnik
alte neoLab ArtikelNr.	3-2246
EAN	4058072163938
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Blau Weiß
Material	Glasseide
geeignet für	Rundkolben
Spannung	230 V
Funktionsweise	elektrisch
Leistung	700 W
für Gefäße mit Volumen bis	2000 ml
für Gefäße mit DM bis	166.0 mm

