



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## SAF Wärmetechnik Gehäuseheizhaube für 4 L Rundkolben

**542,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

**Standard Gehäuseheizhauben für Rundkolben im hitzegeschütztem Gehäuse** in hervorragender Qualität, handgeflochten.

- ab 250 ml mit 2 Heizzonen (Leistung wahlweise stufenlos einstellbar)

**Heizleitertemperatur: max. 450°C**

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	WF-0377
Hersteller (Marke)	SAF Wärmetechnik
alte neoLab ArtikelNr.	3-2248
EAN	4058072163952
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Blau Weiß
Material	Glasseide
geeignet für	Rundkolben
Spannung	230 V
Funktionsweise	elektrisch
Leistung	860 W
für Gefäße mit Volumen bis	4000 ml
für Gefäße mit DM bis	207.0 mm

