



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



SAF Wärmetechnik Gehäuseheizhaube für 6 L Rundkolben

667,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Standard Gehäuseheizhauben für Rundkolben im hitzegeschütztem Gehäuse in hervorragender Qualität, handgeflochten.

- ab 250 ml mit 2 Heizzonen (Leistung wahlweise stufenlos einstellbar)

Heizleitertemperatur: max. 450°C

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	WF-0379
Hersteller (Marke)	SAF Wärmetechnik
alte neoLab ArtikelNr.	3-2250
EAN	4058072163976
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Blau Weiß
Material	Glasseide
geeignet für	Rundkolben
Spannung	230 V
Funktionsweise	elektrisch
Leistung	1300 W
für Gefäße mit Volumen bis	6000 ml
für Gefäße mit DM bis	236.0 mm

