




neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



SAF Wärmetechnik LabHeat Heizhaube für Rundkolben 500 ml

321,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

LabHeat Standardheizhauben für Rundkolben in hervorragender Qualität, handgeflochten.

- 50 und 100 ml mit 1 Heizzone
- ab 250 ml mit 2 Heizzonen (Leistung wahlweise in 1/4-Schritten einstellbar)

Heizleitertemperatur: max. 450°C

Zubehör: Dreifuß aus Metall (Best.-Nr. 2-3950 ff.)
für alle Größen, außer 50 ml.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	WF-0422
Hersteller (Marke)	SAF Wärmetechnik
alte neoLab ArtikelNr.	3-2228
EAN	4058072428174
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß
Material	Glasseide
geeignet für	Rundkolben
Spannung	230 V
Funktionsweise	elektrisch
Leistung	250 W
für Gefäße mit Volumen bis	500 ml
Heizleitertemperatur MAX	450 °C
für Gefäße mit DM bis	105.0 mm

