



neoLab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## SAF Wärmetechnik LabHeat Heizhaube für Rundkolben 5 l

**658,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

LabHeat Standardheizhauben für Rundkolben in hervorragender Qualität, handgeflochten.

- 50 und 100 ml mit 1 Heizzone
- ab 250 ml mit 2 Heizzonen (Leistung wahlweise in 1/4-Schritten einstellbar)

Heizleitertemperatur: max. 450°C

Zubehör: Dreifuß aus Metall (Best.-Nr. 2-3950 ff.)  
für alle Größen, außer 50 ml.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	WF-0428
Hersteller (Marke)	SAF Wärmetechnik
alte neoLab ArtikelNr.	3-2232
EAN	4058072428211
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß
Material	Glasseide
geeignet für	Rundkolben
Spannung	230 V
Funktionsweise	elektrisch
Leistung	1200 W
für Gefäße mit Volumen bis	5000 ml
Heizleitertemperatur MAX	450 °C
für Gefäße mit DM bis	223.0 mm

