



Memmert Brutschrank IN750, 749l, 20-80°C

Artikelbilder



Beschreibung

Brutschrank IN750, natürliche Konvektion, SingleDISPLAY, 749 l, Arbeitstemperaturbereich mind. 5 °C über Raumtemperatur bis +80 °C, Einstelltemperaturbereich +20 °C bis +80 °C, mit 2 Gitterrosten, äußere Edelstahltür, innere Glastür, elektronisch einstellbare Abluftklappe von 0 % - 100 % in 10 % Schritten, Ethernet-Schnittstelle zum Auslesen der Protokolldaten; doppelter Übertemperaturschutz, integrierter Datenlogger mit Speicherkapazität für min. 10 Jahre, Einstellung von je 3 Kalibrierwerten am ControlCOCKPIT; Werkskalibrierzertifikat für +37 °C; Strukturedelstahlgehäuse: 1224 x 1720 x 784 mm; Edelstahlinnenraum: 1040 x 1200 x 600 mm; Spannung: 230 V, 50/60 Hz; max. Leistungsaufnahme: ca. 2000 W

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	MM-1536
Dual Use Kennzeichen	nein
Hersteller (Marke)	Memmert
VGKL Nummer	102606208
EAN	4066292065208
Bruttogewicht	288
Nettogewicht	217.00000 kg
Temp MAX	80 °C
Temp MIN	20 °C
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Bayern
Volumen	749 Liter
Verpackungsbreite	1.33000 m
Verpackungshöhe	1.91000 m
Verpackungstiefe	1.05000 m
Zolltarifnummer	84198998
Spannung	230 V

