



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Thermo Scientific Mikrobiologischer Inkubator, 194 l

3.340,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Diese Inkubatoren wurden für Routine-Applikationen in pharmazeutischen und medizinischen Laboren sowie Forschungs- und Lebensmittel Laboren entwickelt.

- die natürliche Konvention minimiert das Austrocknen der Proben
- Kammer aus korrosionsbeständigem Edelstahl (1.4016)
- intuitive Bedienung zur einfachen Einstellung der Temperatur
- leicht ablesbares, großes Vakuumfluoreszenz-Display
- innenliegende Glastür zur sicheren Beobachtung der Proben, ohne die Temperatur zu beeinflussen
- automatischer Alarm bei Temperaturabweichungen
- einfache Reinigung des Innenraums durch abgerundete Ecken und leicht herausnehmbares „One Click“-Einlegesystem
- kompakte Abmessungen zur Platzoptimierung auf dem Labortisch
- einfach stapelbar, ohne Werkzeuge oder Stapelrahmen
- effiziente Nutzung des Innenraums durch das flexible Einlegesystem

Technische Daten:

Temperaturbereich: Umgebung +5°C bis 75°C

Temperaturgenauigkeit räumlich bei 37°C: $\pm 0,6^\circ\text{C}$

Temperaturgenauigkeit zeitlich bei 37°C: $\pm 0,2\text{ C}$

Best.-Nr. 7-0427

Stellfläche: 0,47 m²

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-1464
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
alte neoLab ArtikelNr.	7-0427
EAN	4066292012042
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß
Volumen	194 l
Breite	738 mm
Breite/innen	589 mm
Höhe	920 mm
Höhe innen	708.0 mm
Länge	640 mm
Tiefe	640 mm
Tiefe innen	464 mm
Anzahl Fachböden/ Gitter	2
Bedienung über	Folientastatur
Gewicht	65 kg
Länge innen	464 mm
Spannung	230 V
Heizgeräte und Wärmeschränke Eigenschaften	mit Überhitzungsschutz mit innenliegender Glastür
Leistung	710 W
Art der Konvektion	Natürlich
Temp.-Genauigkeit	+/- 0.2 °C
Typ Inkubator/ Brutschrank	ohne CO ₂ -Zufuhr
Material Innen	Edelstahl
Modell Inkubator/ Brutschrank	Heratherm-Mikrobiologische Inkubatoren (7-0425, 7-0426, 7-0427)
Seite Türaufhängung	rechts

Stellvarianten	alleinstehend
Temp MIN über Umgebungstemperatur	5 °C
Typ Temperaturregelung	PT100
Typ Temperierschrank	Inkubator/ Brutschrank

