



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Binder Serie B - Inkubatoren mit mechanischer Einstellung, 28 L

**1.297,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



# Beschreibung

---

## Vorteile

- Sichere und reproduzierbare Ergebnisse auch bei hohen Chargendurchsätzen im Langzeitbetrieb
- Innere Glastür für eine stabile Atmosphäre

## Wichtige Merkmale

- Temperaturbereich: 30 °C bis 70 °C
- Hydraulisch-mechanischer Thermostat
- Innentür aus Sicherheitsglas (ESG)
- 2 verchromte Einschubgitter
- stapelbar

## Zusätzliche Informationen

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Art.-Nr.                                   | BB-1183                      |
| Hersteller (Marke)                         | Binder                       |
| EAN  | 4058072521981                |
| Transporttemperatur                        | Raumtemperatur               |
| Farbe                                      | grau rot                     |
| Temp MAX                                   | 70 °C                        |
| Temp MIN                                   | 30 °C                        |
| Breite                                     | 580 mm                       |
| Breite/innen                               | 400 mm                       |
| Höhe                                       | 405 mm                       |
| Höhe innen                                 | 280.0 mm                     |
| Tiefe                                      | 425 mm                       |
| Tiefe innen                                | 250 mm                       |
| Anzahl Fachböden/ Gitter                   | 2                            |
| Anzeige (Ablesen, Einstellen)              | analog                       |
| Bedienung über                             | Drehknöpfe/Tasten            |
| Gewicht                                    | 23 kg                        |
| Spannung                                   | 230 V                        |
| Heizgeräte und Wärmeschränke Eigenschaften | mit innenliegender Glastür   |
| Funktionsweise                             | mechanisch                   |
| Leistung                                   | 250 W                        |
| Art der Konvektion                         | Natürlich                    |
| Beladung                                   | von vorne                    |
| Typ Inkubator/ Brutschrank                 | ohne CO <sub>2</sub> -Zufuhr |
| Typ Temperierschrank                       | Inkubator/ Brutschrank       |

