



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Binder Serie B – Inkubatoren mit mechanischer Einstellung, 28 L

**Preis auf
Anfrage**

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Vorteile

- Sichere und reproduzierbare Ergebnisse auch bei hohen Chargendurchsätzen im Langzeitbetrieb
- Innere Glastür für eine stabile Atmosphäre

Wichtige Merkmale

- Temperaturbereich: 30 °C bis 70 °C
- Hydraulisch-mechanischer Thermostat
- Innentür aus Sicherheitsglas (ESG)
- 2 verchromte Einschubgitter
- stapelbar

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BB-1185
Hersteller (Marke)	Binder
EAN	4058072522001
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	grau rot
Temp MAX	70 °C
Temp MIN	30 °C
Breite	580 mm
Breite/innen	400 mm
Höhe	405 mm
Höhe innen	280.0 mm
Tiefe	425 mm
Tiefe innen	250 mm
Anzahl Fachböden/ Gitter	2
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	analog
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Gewicht	23 kg
Spannung	230 V
Heizgeräte und Wärmeschränke Eigenschaften	mit innenliegender Glastür
Art der Konvektion	Natürlich
Beladung	von vorne
Funktionsweise	mechanisch
Leistung	250 W
Typ Inkubator/ Brutschrank	ohne CO ₂ -Zufuhr
Typ Temperierschrank	Inkubator/ Brutschrank

