



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Binder Serie B - Inkubatoren mit mechanischer Einstellung, 28 L

**1.297,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



# Beschreibung

---

## Vorteile

- Sichere und reproduzierbare Ergebnisse auch bei hohen Chargendurchsätzen im Langzeitbetrieb
- Innere Glastür für eine stabile Atmosphäre

## Wichtige Merkmale

- Temperaturbereich: 30 °C bis 70 °C
- Hydraulisch-mechanischer Thermostat
- Innentür aus Sicherheitsglas (ESG)
- 2 verchromte Einschubgitter
- stapelbar

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BB-1186
Hersteller (Marke)	Binder
EAN	4058072522018
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	grau rot
Temp MAX	70 °C
Temp MIN	30 °C
Breite	580 mm
Breite/innen	400 mm
Höhe	405 mm
Höhe innen	280.0 mm
Tiefe	425 mm
Tiefe innen	250 mm
Anzahl Fachböden/ Gitter	2
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	analog
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Gewicht	23 kg
Spannung	120 V
Heizgeräte und Wärmeschränke Eigenschaften	mit innenliegender Glastür
Funktionsweise	mechanisch
Leistung	250 W
Art der Konvektion	Natürlich
Beladung	von vorne
Typ Inkubator/ Brutschrank	ohne CO <sub>2</sub> -Zufuhr
Typ Temperierschrank	Inkubator/ Brutschrank

