



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Binder Serie BF – Inkubatoren Avantgarde.Line mit Umluft, 260 L

4.557,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Serie BF Avantgarde.Line | Standard-Inkubatoren mit Umluft

Der BINDER Brutschrank der Serie BF mit Umluft ist geeignet für alle Inkubationsaufgaben, insbesondere im voll beladenen Zustand und großen Chargendurchsätzen. Die neueste APT.line Technologie bietet eine absolut homogene Temperaturverteilung. Durch die erweiterten Zeitfunktionen und den einstellbaren Lüfter lassen sich Temperaturparameter und Umluftbedingungen ideal steuern.

Vorteile

- Beste Energieeffizienz am Markt
- Sehr gute zeitliche und räumliche Temperaturgenauigkeit
- Hohe Prozesssicherheit
- 100 °C Desinfektionsroutine

Wichtige Merkmale

- Temperaturbereich: +7-8 °C über Umgebungstemperatur bis +100 °C
- Bis zu 30% energiesparender als marktübliche Geräte
- Hohe Temperaturgenauigkeit durch APT.line™ Technologie
- Umluft
- Controller mit LCD-Anzeige
- Elektromechanische Steuerung der Abluftklappe
- Innentür aus Sicherheitsglas (ESG)
- 2 verchromte Einschubgitter
- Geräte bis 115 L stapelbar
- 4 stabile Rollen, zwei mit Feststellbremse, ab 720 L
- Integrierter Temperaturwählwächter Klasse 3.1 (DIN 12880) mit optischem Alarm
- Ergonomisches Griffdesign
- USB-Anschluss für Aufzeichnung der Daten

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BB-1239
Hersteller (Marke)	Binder
EAN	4058072522544
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	grau rot
Temp MAX	100 °C
Breite	810 mm
Breite/innen	650 mm
Höhe	845 mm
Höhe innen	780.0 mm
Tiefe	760 mm
Tiefe innen	510 mm
Anzahl Fachböden/ Gitter	2
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	digital
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Gewicht	82 kg
Spannung	230 V
Heizgeräte und Wärmeschranke Eigenschaften	mit innenliegender Glastür Temp MIN/MAX ist abhängig von Umgebungstemperatur mit stufenloser Temperaturregelung
Art der Konvektion	Umluft
Nutzvolumen	257000 ml
Beladung	von vorne
Temp.-Genauigkeit	+/- 0.2 °C
Typ Inkubator/ Brutschrank	ohne CO2-Zufuhr
Modell Inkubator/ Brutschrank	BINDER BF 240/260
Temp MIN über Umgebungstemperatur	7 °C

