



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Wiggens Schüttelinkubator, 53 Liter, 15 °C bis 60 °C

**5.024,92 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Durch die Kombination eines Tischinkubators und einem doppelwirkenden Schüttler (Orbital- und Hubschüttler) bieten die **Wiggens Schüttelinkubatoren** Vielseitigkeit für eine Vielzahl von biologischen und biotechnologischen Anwendungen. Ideal für Bakteriensuspensionen, Hybridisationen, Färbungen und Entfärbungen, Stoffwechselstudien und zur Kultivierung von Zellen

- Dual-Shaking-Modi: Umlauf oder Hin- und Herbewegung
- Drehzahlbereich: 10 bis 300 U / min
- Programmierbare Rüttelbewegung
- Timer-Bereich: 10 Sek. Bis 999 Std. 59 Min. 59 Sek
- Vorwärts & Rückwärts, Pause: 10 Sek. Bis 59 Min. 59 Sek
- Wählbarer Orbitdurchmesser oder Hublänge: 20, 30, 40 mm

Die Lieferung erfolgt ohne Aufsatz/Plattform !

## Zusätzliche Informationen

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Art.-Nr.                                   | WI-1560                          |
| Hersteller (Marke)                         | Wiggins                          |
| alte neoLab ArtikelNr.                     | F-1043                           |
| EAN  | 4058072163648                    |
| Transporttemperatur                        | Raumtemperatur                   |
| Farbe                                      | Blau. Weiß                       |
| Material                                   | Edelstahl Stahl lackiert         |
| Temp MAX                                   | 60 °C                            |
| Temp MIN                                   | 25 °C                            |
| Volumen                                    | 53 l                             |
| Breite                                     | 440 mm                           |
| Breite/innen                               | 410 mm                           |
| Höhe                                       | 625 mm                           |
| Höhe innen                                 | 320.0 mm                         |
| Tiefe                                      | 740 mm                           |
| Tiefe innen                                | 410 mm                           |
| Anzeige (Ablesen, Einstellen)              | digital                          |
| Bedienung über                             | Drehknöpfe/Tasten Folientastatur |
| Gewicht                                    | 85 kg                            |
| Spannung                                   | 230 V                            |
| Typ Schnittstelle                          | RS232                            |
| Heizgeräte und Wärmeschränke Eigenschaften | mit Timer                        |
| Auflösung °C                               | 0.1 °C                           |
| Funktionsweise                             | elektronisch                     |
| Heizleistung                               | 600 W                            |
| Art der Konvektion                         | Natürlich                        |
| Beladung                                   | von vorne                        |

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Temp.-Genauigkeit             | +/- 0.1 °C                           |
| Typ Inkubator/ Brutschrank    | ohne CO2-Zufuhr                      |
| Kühlung mit                   | Luft                                 |
| Modell Inkubator/ Brutschrank | Wiggins WS-300R                      |
| Stellvarianten                | alleinstehend                        |
| Typ Schüttler                 | Orbital-/Kreisschüttler              |
| Typ Temperaturregelung        | PID                                  |
| Typ Temperierschrank          | Inkubator mit integriertem Schüttler |

