



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Mikrowellengerät, Innenraum 40 l, 1050 W Leistung

499,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die Nutzhöhe innen der Mikrowelle beträgt 210 mm (Raum unterhalb der Heizschleife).

Die Heizschleife ist so angebracht, dass auch eine 1 Liter Laborflasche mit GL45 Deckel hineingestellt werden kann.

Somit können Sie Flüssigkeiten

in einer 1 Liter Laborflasche mit der Mikrowellenfunktion bei ausgeschalteter Grillfunktion erhitzen.

- **Displaysteuerung**
- **Innenraum Edelstahl, 40 Liter**
- **10 Automatikprogramme**
- **Gehäuse Edelstahl**

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	3-2304
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072070625
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	silber
Material	Stahl pulverbeschichtet
Volumen	40 l
steril	Nein
Breite	553 mm
Breite/innen	395 mm
Höhe	368 mm
Höhe innen	235,0 mm
Länge	550 mm
Tiefe	550 mm
Tiefe innen	375 mm
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	digital
Bedienung über	Folientastatur
Gewicht	21 kg
Nutzhöhe	210 mm
Spannung	230 V
Heizgeräte und Wärmeschränke Eigenschaften	mit Infrarotgrill mit Heißluft
Anzahl Leistungsstufen	11
Leistung	1050 W

