



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Corning Tischschüttelinkubator W/Plattform, 230V EU&UK Netzstecker

3.675,61 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Kompakter Tisch-Inkubationsschüttler für maximal 4 x 1 Liter Kulturkolben. Die mitgelieferte Software zeichnet Geschwindigkeit und Temperatur auf. Gleichmäßige Temperaturverteilung, großer Temperaturbereich, genaue Kontrolle der Schüttelbewegung.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CQ-0234
Hersteller (Marke)	Corning
alte neoLab ArtikelNr.	C-2051
EAN	4058072225780
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß Grau
Temp MAX	70 °C
Temp MIN	20 °C
Volumen	10 l
Breite	370 mm
Breite/innen	360 mm
Höhe	400 mm
Höhe innen	300.0 mm
Länge	530 mm
Tiefe	530 mm
Tiefe innen	520 mm
Anzahl Fachböden/ Gitter	1
Bedienung über	Folientastatur
Gewicht	20.2 kg
Länge innen	520 mm
Spannung	230 V
Typ Schnittstelle	USB
Heizgeräte und Wärmeschränke Eigenschaften	mit Überhitzungsschutz mit stufenloser Temperaturregelung mit integriertem Schüttler mit Timer mit Schnittstelle
Art der Konvektion	Natürlich
Leistung	700 W
Material Innen	Polycarbonat (PC)
Stellvarianten	alleinstehend

Temp.-Genauigkeit	+/- 0.1 °C
Typ Inkubator/ Brutschrank	ohne CO2-Zufuhr
Typ Schüttler	Orbital-/Kreisschüttler
Typ Temperaturregelung	PID
Typ Temperierschrank	Inkubator mit integriertem Schüttler

