



Memmert Peltier-Kühlbrutschrank IPP1060ecoplus, 1060I, 0-70°C

Artikelbilder



Beschreibung

Peltier-Kühlbrutschrank IPP1060ecoplus, TwinDISPLAY, 1060 I, Arbeitstemperaturbereich 0 °C (mind. 20 °C unter Raumtemperatur) bis +70 °C, Einstelltemperaturbereich 0 °C bis +70 °C, mit 2 Gitterrosten, äußere Edelstahltür, innere Glastür, Ethernet-Schnittstelle zum Auslesen der Protokolldaten; zusätzlich Übertragung von Programmen sowie Online-Protokollierung; USB-Port am ControlCOCKPIT für USB-Stick; Mehrfach-Über-/Untertemperaturschutz, integrierter Datenlogger mit Speicherkapazität für min. 10 Jahre, Einstellung von je 3 Kalibrierwerten am ControlCOCKPIT; Werkskalibrierzertifikat für +10 °C, +25 °C und +40 °C; Strukturedelstahlgehäuse: 1224 x 1720 x 1005 mm; Edelstahlinnenraum: 1040 x 1200 x 850 mm; Spannung: 230 V / 115 V, 50/60 Hz; max. Leistungsaufnahme: ca. 1300 W

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	MM-8926
Hersteller (Marke)	Memmert
EAN	4066292103238
Bruttogewicht	419
Nettogewicht	255.00000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Bayern
Verpackungsbreite	1.37000 m
Verpackungshöhe	1.97000 m
Verpackungstiefe	1.30000 m
Zolltarifnummer	84198998

