



Memmert Peltier-Kühlbrutschrank IPP110ecoplus, 108l, 0-70°C

Artikelbilder



Beschreibung

Peltier-Kühlbrutschrank IPP110ecoplus, TwinDISPLAY, 108 l, Arbeitstemperaturbereich ohne Licht 0 °C (mind. 20 °C unter Raumtemperatur) bis +70 °C, Arbeitstemperaturbereich mit Licht +10 °C bis +40 °C, Einstelltemperaturbereich 0 °C bis +70 °C, mit 2 Gitterrosten, äußere Edelstahltür, innere Glastür, Ethernet-Schnittstelle zum Auslesen der Protokolldaten; zusätzlich Übertragung von Programmen sowie Online-Protokollierung; USB-Port am ControlCOCKPIT für USB-Stick; Mehrfach-Über-/Untertemperaturschutz, integrierter Datenlogger mit Speicherkapazität für min. 10 Jahre, Einstellung von je 3 Kalibrierwerten am ControlCOCKPIT; Werkskalibrierzertifikat für +10 °C, +25 °C und +40 °C; Strukturedelstahlgehäuse: 745 x 864 x 555 mm; Edelstahlinnenraum: 560 x 480 x 400 mm; Spannung: 230 V/ 115 V, 50/60 Hz; max. Leistungsaufnahme: ca. 320 W

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	MM-8979
Hersteller (Marke)	Memmert
EAN	4066292103764
Bruttogewicht	103
Nettogewicht	78.00000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Bayern
Verpackungsbreite	0.83000 m
Verpackungshöhe	1.05000 m
Verpackungstiefe	0.80000 m
Zolltarifnummer	84198998

