



Memmert Peltier-Kühlbrutschrank IPP2200ecoplus, 2140l, 0-70°C

Artikelbilder



Beschreibung

Peltier-Kühlbrutschrank IPP2200ecoplus, TwinDISPLAY, 2140 l, Arbeitstemperaturbereich 0 °C (mind. 10 °C unter Raumtemperatur) bis +70 °C, Einstelltemperaturbereich 0 °C bis +60 °C, mit 6 Gitterrosten,Edelstahltüren mit Glasausschnitt, innere Glasscheibe beheizt, Ethernet-Schnittstelle zum Auslesen der Protokoll Daten; zusätzlich Übertragung von Programmen sowie Online-Protokollierung; USB-Port am ControlCOCKPIT für USB-Stick; Mehrfach-Über-/Untertemperaturschutz, integrierter Datenlogger mit Speicherkapazität für min. 10 Jahre, Einstellung von je 3 Kalibrierwerten am ControlCOCKPIT; Werkskalibrierzertifikat für +10 °C, +25 °C und +40 °C; Strukturedelstahlgehäuse: 2157 x 1913 x 905 mm; Edelstahlinnenraum: 1972 x 1450 x 750 mm; Spannung: 230 V , 50/60 Hz; max. Leistungsaufnahme: ca. 1900 W

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------|---------------|
| Art.-Nr. | MM-9047 |
| Hersteller (Marke) | Memmert |
| EAN | 4066292104440 |
| Bruttogewicht | 730 |
| Nettogewicht | 493.00000 kg |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Ursprungsregion | Bayern |
| Verpackungsbreite | 2.30000 m |
| Verpackungshöhe | 2.20000 m |
| Verpackungstiefe | 1.19000 m |
| Zolltarifnummer | 84198998 |

