



## Memmert Peltier-Kühlbrutschrank IPP260eco, 256l, 0-70°C

### Artikelbilder

---



## Beschreibung

---

Peltier-Kühlbrutschrank IPP260eco, SingleDISPLAY, 256 l, Arbeitstemperaturbereich ohne Licht 0 °C (mind. 20 °C unter Raumtemperatur) bis +70 °C, Arbeitstemperaturbereich mit Licht +10 °C bis +40 °C, Einstelltemperaturbereich 0 °C bis +70 °C, mit 2 Gitterrosten, äußere Edelstahltür, innere Glastür, Ethernet-Schnittstelle zum Auslesen der Protokolldaten; doppelter Übertemperaturschutz, integrierter Datenlogger mit Speicherkapazität für min. 10 Jahre, Einstellung von je 3 Kalibrierwerten am ControlCOCKPIT; Werkskalibrierzertifikat für +10 °C, +25 °C und +40 °C; Strukturedelstahlgehäuse: 824 x 1183 x 655 mm; Edelstahlinnenraum: 640 x 800 x 500 mm; Spannung: 230 V/ 115 V, 50/60 Hz; max. Leistungsaufnahme: ca. 600 W

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	MM-9054
Hersteller (Marke)	Memmert
EAN	4066292104518
Bruttogewicht	165
Nettogewicht	114.00000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Bayern
Verpackungsbreite	0.93000 m
Verpackungshöhe	1.38000 m
Verpackungstiefe	0.93000 m
Zolltarifnummer	84198998

