



Memmert Peltier-Kühlbrutschrank IPP55, 53l, 0-70°C

Artikelbilder



Beschreibung

Peltier-Kühlbrutschrank IPP55, SingleDISPLAY, 53 l, Arbeitstemperaturbereich ohne Licht 0 °C (mind. 20 °C unter Raumtemperatur) bis +70 °C, Einstelltemperaturbereich 0 °C bis +70 °C, mit 1 Gitterrost, äußere Edelstahltür, innere Glastür, Ethernet-Schnittstelle zum Auslesen der Protokolldaten; doppelter Übertemperaturschutz, integrierter Datenlogger mit Speicherkapazität für min. 10 Jahre, Einstellung von je 3 Kalibrierwerten am ControlCOCKPIT; Werkskalibrierzertifikat für +10 °C, +25 °C und +40 °C; Strukturedelstahlgehäuse: 585 x 784 x 514 mm; Edelstahlinnenraum: 400 x 400 x 330 mm; Spannung: 230 V/ 115 V, 50/60 Hz; max. Leistungsaufnahme: ca. 275 W

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	MM-1793
Dual Use Kennzeichen	nein
Hersteller (Marke)	Memmert
VGKL Nummer	102600553
EAN	4066292065406
Bruttogewicht	71
Nettogewicht	52.00000 kg
Temp MAX	70 °C
Temp MIN	0 °C
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Bayern
Volumen	53 Liter
Verpackungsbreite	0.73000 m
Verpackungshöhe	0.95000 m
Verpackungstiefe	0.67000 m
Zolltarifnummer	84198998

