



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Wasserkocher Edelstahlgehäuse, 1,5 l, 1800 W

48,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Kochendes Wasser innerhalb kürzester Zeit.

Beide Kocher sind kabellos durch separaten Gerätesockel und verfügen über:

- verdecktes Heizelement
- Übertemperaturschutz
- Dampfstopp-Automatik
- Kontrolleuchte
- Kabelaufwicklung

Anschluss: 230 Volt / 50 Hz

Best.-Nr. 2-1160

Inhalt: 1,5 l

Heizleistung: 1800 W

wärmeisolierender Kunststoffgriff

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1160
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072055691
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	silber
Material	Edelstahl
Volumen	1500 ml
Höhe	230 mm
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Gewicht	1.1 kg
Spannung	230 V
Leistung	2000 W

