

neolab® Wasserkocher Kunststoffgehäuse, 1,5 l, 2200 W PDF



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Wasserkocher Kunststoffgehäuse, 1,5 l, 2200 W

**43,70 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Kochendes Wasser innerhalb kürzester Zeit.

Beide Kocher sind kabellos durch separaten Gerätesockel und verfügen über:

- verdecktes Heizelement
- Übertemperaturschutz
- Dampfstopp-Automatik
- Kontrolleuchte
- Kabelaufwicklung

Anschluss: 230 Volt / 50 Hz

Best.-Nr. 2-1162

**Inhalt:** 1,5 l

**Heizleistung:** 2200 W

beidseitige, transparente Wasserstandsanzeige

Rückhaltesieb

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	2-1162
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072055707
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	Schwarz
Material	High-Density-Polyethylen (HDPE)
Volumen	1500 ml
steril	Nein
Höhe	220 mm
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Gewicht	0.9 kg
Spannung	230 V
Leistung	2200 W

