



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Wessamat Flockeneisbereiter mit Luftkühlung, Leistung 80 kg/Tag

4.090,00 €
zzgl. MwSt &
Versand



Beschreibung

Kompakte, vielseitig einsetzbare Eisbereiter (Eismaschine) mit Luftkühlung zur Herstellung von Flockeneis (Temperatur $-0,5^{\circ}\text{C}$).

Ideal geeignet für den Einsatz in Laboratorien und Krankenhäusern.

Zugeschnitten auf die Anwender, die ein Platz sparendes und vor allem kostengünstiges Gerät zur Herstellung von Flockeneis benötigen.

Die Bevorratung erfolgt serienmäßig im integrierten Vorratsbehälter.

Alle Geräte sind mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R290 (Propan) ausgestattet.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-0002
Hersteller (Marke)	Wessamat
EAN	4058072115609
Farbe	silber
Material	Edelstahl
Temp MAX	-0.5 °C
Temp MIN	-0.5 °C
Breite	586 mm
Höhe	850 mm
Länge	485 mm
Tiefe	485 mm
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Gewicht	55 kg
Kältemedium	Kältemittel (geschlossenes System)
Kältemittel geschlossenes System	R 290 (Propan)
Spannung	230 V
für Umgebungstemperatur	10 bis 30°C
Kühl und Gefriergeräte Eigenschaften	geeignet für die Verwendung mit VE-Wasser
Anzahl Kompressoren	1
Eisleistung kg/24h	80 kg/24h
Geräte Eigenkühlung	Luftkühlung
Kapazität Vorratsbehälter	25 kg
Leistung	520 W
Stellvarianten	alleinstehend
Typ Kühl-/Gefriergerät	Flockeneisbereiter

