



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Wessamat Flockeneisbereiter mit Luftkühlung, Leistung 135 kg/Tag

4.726,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Kompakte, vielseitig einsetzbare Eisbereiter (Eismaschine) mit Luftkühlung zur Herstellung von Flockeneis (Temperatur $-0,5^{\circ}\text{C}$).

Ideal geeignet für den Einsatz in Laboratorien und Krankenhäusern.

Zugeschnitten auf die Anwender, die ein Platz sparendes und vor allem kostengünstiges Gerät zur Herstellung von Flockeneis benötigen.

Die Bevorratung erfolgt serienmäßig im integrierten Vorratsbehälter.

Auf Anfrage: Geräte auch mit umweltfreundlichem Kältemittel R290 (Propan) erhältlich.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-0003
Hersteller (Marke)	Wessamat
EAN	4058072115623
Farbe	silber
Material	Edelstahl
Temp MAX	-0.5 °C
Temp MIN	-0.5 °C
Breite	588 mm
Höhe	1020 mm
Länge	680 mm
Tiefe	680 mm
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Gewicht	69 kg
Kältemedium	Kältemittel (geschlossenes System)
Kältemittel geschlossenes System	R 290 (Propan)
Spannung	230 V
für Umgebungstemperatur	10 bis 30°C
Kühl und Gefriergeräte Eigenschaften	geeignet für die Verwendung mit VE-Wasser
Eisleistung kg/24h	135 kg/24h
Anzahl Kompressoren	1
Kapazität Vorratsbehälter	42 kg
Leistung	590 W
Geräte Eigenkühlung	Luftkühlung
Stellvarianten	alleinstehend
Typ Kühl-/Gefriergerät	Flockeneisbereiter

