



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Wessamat Flockeneisbereiter mit Wasserkühlung, Leistung 40 kg/Tag

3.385,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Kompakte, vielseitig einsetzbare Eisbereiter (Eismaschine) mit Luftkühlung zur Herstellung von Flockeneis (Temperatur $-0,5^{\circ}\text{C}$).

Ideal geeignet für den Einsatz in Laboratorien und Krankenhäusern.

Zugeschnitten auf die Anwender, die ein Platz sparendes und vor allem kostengünstiges Gerät zur Herstellung von Flockeneis benötigen.

Die Bevorratung erfolgt serienmäßig im integrierten Vorratsbehälter.

Alle Geräte sind mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R290 (Propan) ausgestattet.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-0004
Hersteller (Marke)	Wessamat
EAN	4058072115593
Farbe	silber
Material	Edelstahl
Temp MAX	-0.5 °C
Temp MIN	-0.5 °C
Breite	520 mm
Höhe	637 mm
Länge	345 mm
Tiefe	345 mm
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Gewicht	39 kg
Kältemedium	Kältemittel (geschlossenes System)
Kältemittel geschlossenes System	R 290 (Propan)
Spannung	230 V
für Umgebungstemperatur	10 bis 40 °C
Kühl und Gefriergeräte Eigenschaften	geeignet für die Verwendung mit VE-Wasser
Eisleistung kg/24h	40 kg/24h
Anzahl Kompressoren	1
Kapazität Vorratsbehälter	10 kg
Leistung	410 W
Geräte Eigenkühlung	Wasserkühlung
Stellvarianten	alleinstehend
Typ Kühl-/Gefriergerät	Flockeneisbereiter

