




neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Scotsman Flockeneisbereiter AF 103

4.479,00 €
zzgl. MwSt &
Versand



Beschreibung

Flockeneis, Restwassergehalt 25%, eingebauter Speicher, Wasser-/Luftgekühlt, Eisverdampfer und Edelstahlschnecke, "Agion" verlängert effektiv die Lebensdauer der Maschine mithilfe antimikrobieller Eigenschaft, Reinigungsbenachrichtigung, elektronische Steuerung, frontzugänglicher Kondensatorluftfilter, ergonomischer Zugriff auf Eis durch Schiebetür, Wasser rein/Eis raus-Konzept (keine überschüssige Energie-, Wasser- und Zeitverschwendung). Max. Tagesproduktion: 108 kg, Behälterkapazität: 30 kg

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SN-0001
Hersteller (Marke)	Scotsman
VGKL Nummer	108800103
EAN	4066292207677
Bruttogewicht	74
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	66.00000 kg
Ursprungsland	Italien
Verpackungsbreite	0.53500 m
Verpackungshöhe	0.99700 m
Verpackungstiefe	0.62200 m
Verpackungsvolumen	0.33000000 ccm
Zolltarifnummer	84186900

