



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Liebherr® Kühlschrank ex-gesch., 180 l, 860 x 600 x 600 mm

1.399,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Kühlschränke mit explosionsgeschütztem Innenraum für brennbare Flüssigkeiten erfüllen alle Sicherheitsanforderungen der EU Richtlinie 94/9EG (ATEX 95).

Keinerlei Zündquellen wie Lichtschalter, Temperaturregler o.ä. im Innenraum.

- außen liegender Thermostat
- verschlossener Tauwasserablauf
- integriertes Schloss zum Schutz vor unerwünschtem Zugriff
- dynamische Kühlung
- fugenloser Kunststoff-Innenbehälter
- glatte Oberflächen, leicht zu reinigen
- unterbaufähig
- wechselbarer Türanschlage
- je nach Modell 3 bis 5 höhenverstellbare Glasplatten
- justierbare Stellfüße vorne

Technische Daten

Kühltemperatur: stufenlos einstellbar von +1 bis +15°C

Spannung: 220-240 V

Energieverbrauch: 0,7 bis 0,9 kWh/24h

Klimaklasse: SN-T

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LH-0016
Hersteller (Marke)	Liebherr®
alte neoLab ArtikelNr.	1-0064
EAN	4058072287818
Farbe	Weiß
Material	Stahl pulverbeschichtet
Temp MAX	15 °C
Temp MIN	1 °C
Breite	600 mm
Breite/innen	441 mm
Höhe	885 mm
Höhe innen	734 mm
Länge	600 mm
Tiefe	600 mm
Tiefe innen	513 mm
Anzahl Fachböden/ Gitter	3
Bedienung über	Folientastatur
Gewicht	40 kg
Kältemedium	Kältemittel (geschlossenes System)
Kältemittel geschlossenes System	R 600a (Isobutan)
Länge innen	513 mm
Spannung	230 V
Volumen Kühlschrank	180 l
für Umgebungstemperatur	10 bis 32 °C
Kühl und Gefriergeräte Eigenschaften	mit wählbarer Türaufhängung mit stufenloser Temperaturregelung mit potentialfreiem Kontakt für Fernalarm mit automatischer Abtaufunktion mit Alarmfunktion für brennbare Flüssigkeiten explosionsschutz abschließbar
Anzahl Kompressoren	1

Anzahl Schubladen	0
Innenausstattung	Fachbböden
Seite Türaufhängung	rechts
Stellvarianten	alleinstehend
Typ Kühl-/Gefriergerät	Kühlschrank

