



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

## Liebherr® Kühlschrank ex-gesch., 554 l, 1646 x 750 x 730 mm

**Preis auf  
Anfrage  
zzgl. MwSt &  
Versand**



# Beschreibung

---

Kühlschränke mit explosionsgeschütztem Innenraum für brennbare Flüssigkeiten erfüllen alle Sicherheitsanforderungen der EU Richtlinie 94/9EG (ATEX 95).

Keinerlei Zündquellen wie Lichtschalter, Temperaturregler o.ä. im Innenraum.

- außen liegender Thermostat
- verschlossener Tauwasserablauf
- integriertes Schloss zum Schutz vor unerwünschtem Zugriff
- dynamische Kühlung
- fugenloser Kunststoff-Innenbehälter
- glatte Oberflächen, leicht zu reinigen
- unterbaufähig
- wechselbarer Türanschlage
- je nach Modell 3 bis 5 höhenverstellbare Glasplatten
- justierbare Stellfüße vorne

## Technische Daten

Kühltemperatur: stufenlos einstellbar von +1 bis +15°C

Spannung: 220-240 V

Energieverbrauch: 0,7 bis 0,9 kWh/24h

Klimaklasse: SN-T

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LH-0076
Hersteller (Marke)	Liebherr®
alte neoLab ArtikelNr.	1-0067
EAN	4058072288136
Farbe	Weiß
Material	Stahl pulverbeschichtet
Temp MAX	15 °C
Temp MIN	1 °C
Breite	710 mm
Breite/innen	537 mm
Höhe	1516 mm
Höhe innen	1338 mm
Länge	752 mm
Tiefe	752 mm
Tiefe innen	652 mm
Anzahl Fachböden/ Gitter	5
Bedienung über	Folientastatur
Gewicht	84 kg
Kältemedium	Kältemittel (geschlossenes System)
Kältemittel geschlossenes System	R 600a (Isobutan)
Länge innen	652 mm
Spannung	230 V
Volumen Kühlschrank	554 l
für Umgebungstemperatur	10 bis 32 °C
Kühl und Gefriergeräte Eigenschaften	mit wählbarer Türaufhängung mit stufenloser Temperaturregelung mit potentialfreiem Kontakt für Fernalarm mit automatischer Abtaufunktion mit Alarmfunktion für brennbare Flüssigkeiten explosionsschutz abschließbar
Anzahl Kompressoren	1

Anzahl Schubladen	0
Innenausstattung	Fachbböden
Seite Türaufhängung	rechts
Stellvarianten	alleinstehend
Typ Kühl-/Gefriergerät	Kühlschrank

