



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Binder Ultratiefkühlschrank UFV700-230V S mit klimaneutralen Kältemitteln

17.812,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Vorteile

- Niedrigster Energieverbrauch seiner Klasse
- Umweltfreundliche Kältemittel R-290 und R-170
- Effiziente Wärmedämmung durch Vakuumdämmplatten
- Rostfreier Innenraum komplett aus Edelstahl

Wichtige Merkmale

- Temperaturbereich: -90 °C bis -40 °C
- Niedrigster Energieverbrauch seiner Klasse
- Leistungsstarke Kaskaden-Kompressionskältemaschine
- Umweltfreundliche Kältemittel R-290 und R-170
- Effiziente Wärmedämmung durch Vakuumdämmplatten
- Neuartiges Türdichtungs-Konzept vermindert Eisbildung
- Ergonomischer Türverschlusshebel
- Rostfreier Innenraum komplett aus Edelstahl
- Aushängbare Innentüren aus Edelstahl
- 3 flexibel positionierbare Einlegeböden aus Edelstahl
- Wasserkühlung (variantenabhängig)
- Potenzialfreier Alarmkontakt für das Haus-Alarmsystem
- Interner Datenlogger, Messwerte im offenen Format über USB auslesbar
- Ethernet-Schnittstelle
- Betriebsstundenzähler
- 2 Durchführungen Ø 28 mm, hinten

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BB-1613
Hersteller (Marke)	Binder
EAN	4058072523183
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß
Temp MAX	-40 °C
Temp MIN	-90 °C
Breite	1110 mm
Breite/innen	890 mm
Höhe	1966 mm
Höhe innen	1300.0 mm
Tiefe	938 mm
Tiefe innen	605 mm
Anzahl Fachböden/ Gitter	3
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Gewicht	289 kg
Lautstärke	47 dB
Spannung	230 V
Kühl und Gefriergeräte Eigenschaften	mit Alarmfunktion abschließbar mit separaten Innentüren
Innenausstattung	Fächer mit Tür Fachbböden
Kapazität für 50er Boxen	528
Leistung	1600 W
Seite Türaufhängung	rechts
Typ Kühl-/Gefriergerät	Ultratiefkühlschrank/ Deep Freezer
Volumen Gefrierfach/ -schrank	700 l

