



neolab Migge GmbH

Rischerstr. 7-9

69123 Heidelberg

Deutschland

+49 (0)6221 / 8442-44

<https://www.neolab.de>

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:

DE 143 450 657



## Heidolph Hei-TORQUE Silver Paket -- EU-Kabel

2.224,00 €

zzgl. MwSt & Versand

## Product Images



## Beschreibung

Um Ihnen die perfekte Komplettlösung für kraftvolles Rühren und einfachste Bedienung im Labor zu bieten, haben wir die Hei-TORQUE Produktgruppe um Pakete erweitert. Für die ideale Anwendung auf Labortischen ist jeweils ein Teleskopstativ und eine dazugehörige Klemme enthalten. Hei-TORQUE Expert 100 Teleskopstativ Klemme

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BH-1282
Hersteller (Marke)	Heidolph
EAN	4058072774912
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Drehzahl MAX	2000 U/Min
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Bayern
Zolltarifnummer	84798200
Drehzahl MIN	10 U/Min
Leistung	90 W

