



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## 2mag Magnetrührer FABdrive, 1-1000 l, auch für hochviskose Medien geeignet, mit ext. Steuerung

**2.444,00 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Magnetrührer, unschlagbar kräftig mit sehr kompakten Gehäusemaßen, bis zu 1.000 Liter Rührvolumen, auch für hochviskose Medien geeignet, sehr kräftige Magnetkopplung, daher prädestiniert für Kraftübertragung über größere Distanzen (

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ZU-0056
Hersteller (Marke)	2mag
VGKL Nummer	101855101
EAN	4058072444990
Bruttogewicht	4.8
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	4.50000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Bayern
Verpackungsbreite	0.31000 m
Verpackungshöhe	0.22000 m
Breite	180 mm
Verpackungstiefe	0.25000 m
Verpackungsvolumen	0.01705000 ccm
Zolltarifnummer	84798200
Höhe	75 mm
Tiefe	180 mm
Spannung	230 V
für Umgebungstemperatur	-10 bis 50 °C
Antrieb	E-Motor mit Bürsten
Anzahl Rührstellen	1
Schutzart	IP 64
Rührvolumen/ Rührstelle MAX	1000000 ml

