



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



2mag Magnetrührer MAXdrive, große Stellfläche, bis zu 250 Liter Rührvolumen, 100-1.200 rpm, mit ext. Steuerung

1.881,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Designed für chemische und biotechnische Applikationen aller Art wie z.B. in Qualitätssicherung und Technikum, entwickelt für höchste Ansprüche, unschlagbar kräftig, hohe Beständigkeit sowie für kompromisslosen Dauerbetrieb. Unschlagbar kräftiger Magnetrührer mit großer Stellfläche, bis zu 250 Liter Rührvolumen, auch für hochviskose Medien geeignet, sehr kräftige Magnetkopplung durch SmCo-Magneten, daher prädestiniert für Kraftübertragung über größere Distanzen, für dicke Gefäßböden oder für Doppelmantelgefäße, ideal für die Integration in verfahrenstechnische Anlagen. Wartungsfreier 2mag-Motor-Antrieb mit breitem Drehzahlbereich von 100 bis 1.200 rpm. Vollständig vergossenes und dichtes Edelstahlgehäuse, IP64, äußerst robuste Konstruktion und Ausführung, leicht zu reinigen und maximal beständig, individuelle Abmessungen auf Anfrage. 3 Jahre Gewährleistung auf alle Material- und Fabrikationsfehler, developed and made in Germany. Bitte Steuergerät MAXcontrol separat bestellen! Rührstellen: 1 Rührmenge/Rührstelle: 1 - 250 Liter Drehzahlbereich: 100 - 1.200 rpm Werkstoff Gehäuse: Edelstahl Werkstoff Versiegelung: PUR Zul. Betriebstemperatur: -10 bis +50 °C (bei 95% Luftfeuchtigkeit) Zul. Lagerungsbedingungen: -40 °C bis +70 °C, 10 - 95 %, 500 - 1060 hPa Betriebsspannung (max.): 24 VDC Schutzart: IP64 Maße (BxTxH): 260 x 260 x 68 mm Versandgewicht (brutto): ca. 9,8 kg

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ZU-0055
Hersteller (Marke)	2mag
VGKL Nummer	101855001
EAN	4058072444983
Bruttogewicht	9.8
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	9.00000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Bayern
Verpackungsbreite	0.40000 m
Verpackungshöhe	0.21000 m
Breite	260 mm
Verpackungstiefe	0.40000 m
Verpackungsvolumen	0.03360000 ccm
Zolltarifnummer	84798200
Höhe	68 mm
Tiefe	260 mm
Spannung	230 V
für Umgebungstemperatur	-10 bis 50 °C
Antrieb	E-Motor mit Bürsten
Anzahl Rührstellen	1
Schutzart	IP 64
Rührvolumen/ Rührstelle MAX	250000 ml

