



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

**2mag Magnetrührer accuMIX  
Einstellenmagnetrührer netzunabhängig, 1  
Rührstelle, bis 3000 ml, 100-1600 ml, int.  
Steuerung**

**Preis auf  
Anfrage  
zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images

---



## Beschreibung

---

Designed für den mobilen und netzunabhängigen Einsatz, ideal für chemische, biotechnische und medizinische Applikationen, abseits von Labor und Infrastruktur. Ultraflacher, verschleißfreier Magnetrührer mit 1 Rührstelle, bis zu 3.000 ml Rührvolumen, robuste und beständige Konstruktion für Akku- und Netzbetrieb. Mobiler Magnetrührer, 100% verschleiß- und wartungsfreier 2mag-Induktionsantrieb für Durchmischung von Lösungen, Drehzahlbereich von 120 bis 1.600 rpm, ruckfreies Rühren auch bei niedrigen Drehzahlen, zweistufige Leistungseinstellung für hohe Leistung bei großen und viskosen Rührmengen und reduzierte Leistung für akku-schonenden Langzeitbetrieb. Konstruiert für den unabhängigen Akku- und stationären Netzbetrieb, ausgestattet mit 8 handelsüblichen Hochleistungsakkus (Mignon/AA), universellem Lade-/Netzgerät, intelligenter Akkuladestation mit einzeln überwachten Ladeschächten sowie Akku-Plegfunktion und 12 V Adapterkabel für den Betrieb an Kfz-Steckdosen bzw. Zigarettenanzünder. SoftStart für zuverlässiges Fangen/Zentrieren und sicheres Beschleunigen des Rührstabes, Edelstahlgehäuse, sehr robuste Konstruktion. 3 Jahre Gewährleistung auf alle Material- und Fabrikationsfehler (ausgenommen Akku), developed and made in Germany. Rührstellenanzahl: 1 Rührmenge: 1 – 3.000 ml Drehzahlbereich: 120 – 1.600 rpm Rührleistung (max.): 10 W Leistungseinstellung: 2/10 W (2 Stufen) Werkstoff Gehäuse: Edelstahl Zul. Betriebstemperatur: -10 bis +50 °C (bei 80% Luftfeuchte) Zul. Lagerungsbedingungen: -40 °C bis +70 °C, 10 – 95 %, 500 – 1060 hPa Anschlusswert: 100–240 V / 50–60 Hz / 1,7 A Schutzart: IP30 Maße (BxTxH): 215 x 130 x 40 mm Versandgewicht (brutto): ca. 2,6 kg

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ZU-0009
Hersteller (Marke)	2mag
EAN	4058072444556
Bruttogewicht	2.6
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	2.30000 kg
Drehzahl MAX	1600 U/Min
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Bayern
Verpackungsbreite	0.29000 m
Verpackungshöhe	0.15000 m
Breite	215 mm
Verpackungstiefe	0.24000 m
Verpackungsvolumen	0.01044000 ccm
Zolltarifnummer	84798200
Höhe	40 mm
Tiefe	130 mm
Spannung	230 V
für Umgebungstemperatur	-10 bis 50 °C
Antrieb	Magnetfeldantrieb
Drehzahl MIN	100 U/Min
Anzahl Rührstellen	1
Schutzart	IP 30
Rührvolumen/ Rührstelle MAX	3000 ml

