



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



2mag Magnetrührer bioMIX 1 Zellkulturrührer 1 Rührstelle 5-5000 ml, 5-250 rpm, mit ext. Steuerung

1.132,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Magnetrührer, preisoptimiert und wartungsfrei mit 1 Rührstelle und großer Stellfläche, platzsparend, für zellschonendes Durchmischen von Zellsuspension und Kulturbrühen, auch für viskose Kulturmedien geeignet. Wartungsfreier 2mag-Schrittmotor-Antrieb für extrem langsame und 100% ruckfreie und schonende Durchmischung von Zellkulturen, erweiterter Drehzahlbereich von 5 bis 250 rpm, ruckfreies und gleichmäßiges Rühren auch bei niedrigsten Drehzahlen, Leistungseinstellung (10-stufig) für hohe Leistung bei großen und viskosen Rührmengen und reduzierte Leistung für erwärmungsfreien Dauerbetrieb. Digitalanzeige zur Drehzahl- und Leistungseinstellung, SoftStart für zuverlässiges und sicheres Beschleunigen des Rührstabes, QuickSet für schnelles Setzen der Anfangs- bzw. Höchstdrehzahl, Speichern des letzten Funktionszustandes bei Ausschalten, geeignet für Kulturflaschen mit eingehängten, drehenden sowie pendelnden Rührstabsystemen. Vollständig vergossenes und spritzwassergeschütztes Edelstahlgehäuse, keimdicht, IP64, leicht zu reinigen und beständig, robuste Konstruktion und Ausführung, sehr flache Bauweise 3 Jahre Gewährleistung auf alle Material- und Fabrikationsfehler, developed and made in Germany. Hinweis: Für den Einsatz in Inkubatoren empfehlen wir aufgrund der geringeren Wärmeabgabe die Modelle der Baureihe bioMIXdrive. Rührstellen: 1 Rührvolumen/Rührstelle: 5 – 5.000 ml Drehzahlbereich: 5 – 250 rpm Rührleistung: 6 W Leistungseinstellung: 10-stufig (10 – 100%) Gehäusewerkstoff: Edelstahl Versiegelung: PUR Zul. Betriebstemperatur: -10 bis +50 °C (bei 80% Luftfeuchte) Zul. Betriebstemperatur: -40 °C bis +70 °C, 10 – 95 %, 500 – 1060 hPa Anschlusswert: 100–240 V / 50–60 Hz / 1,5 A Schutzart: IP64 Maße (BxTxH): 188 x 238 x 38 mm Versandgewicht (brutto): ca. 3,3 kg

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ZU-0071
Hersteller (Marke)	2mag
VGKL Nummer	101858501
EAN	4058072445072
Bruttogewicht	3.3
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	3.10000 kg
Drehzahl MAX	250 U/Min
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Bayern
Verpackungsbreite	0.29000 m
Verpackungshöhe	0.15000 m
Breite	180 mm
Verpackungstiefe	0.24000 m
Verpackungsvolumen	0.01044000 ccm
Zolltarifnummer	84798200
Höhe	38 mm
Tiefe	230 mm
Spannung	230 V
für Umgebungstemperatur	-10 bis 50 °C
Antrieb	E-Motor mit Bürsten
Drehzahl MIN	5 U/Min
Anzahl Rührstellen	1
Schutzart	IP 64
Rührvolumen/ Rührstelle MAX	5000 ml

