



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Thermo Scientific Magnetrührer Cimarec™ Poly 15 und Multipoint Rührer

1.060,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Superflacher Magnetrührer ohne Motor

Prozessorsteuerung, digitale Drehzahlanzeige, Drehzahlkonstanz auch bei Viskositätsänderung des Mediums.
Anlaufautomatik für sichere Beschleunigung des Rührstabs, pulverbeschichtetes Edelstahlgehäuse.

Technische Daten

Rührleistung: 10 W

Stromanschluss: 230V / 50 Hz

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-1148
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
alte neoLab ArtikelNr.	2-2958
EAN	4058072287610
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Drehzahl MAX	990 U/Min
Farbe	silber
Material	Edelstahl
Breite	240 mm
Höhe	35 mm
Tiefe	420 mm
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	digital
Gewicht	6 kg
Spannung	230 V
für Umgebungstemperatur	-10 bis 40 °C
Rührer und Rotatoren Eigenschaften	ultraflach mit stufenloser Drehzahlregelung mit automatischer Drehzahlanpassung bei Viskositätsänderung
Anzahl Geschwindigkeitsstufen	stufenlos
Anzahl Rührstellen	15
Drehzahl MIN	130 U/Min
Leistung Magnetrührer	10 W
Material Gehäuse	Edelstahl
Material Rührplatte	Edelstahl
Maximale relative Luftfeuchte bei 20 °C	95.0 %
Modell Magnetrührer	Thermo-Magnetrührer VARIOMAG POLY 15. 15 Rührstellen bis 0.8 l (2-2958)
Rührleistung/ Rührstelle	10 W
Rührvolumen/ Rührstelle MAX	1 l
Rührvolumen/ Rührstelle MIN	1 ml

Schutzart

IP 32

Temperatursensor

ohne

