



Thermo Scientific Variomag Micro Rührer

Artikelbilder

Beschreibung

Variomag Micro Rührer Arbeiten Sie mit Thermo Scientific™ Cimarec™ i Mikrorührern, hermetisch abgedichteten Rührern der Schutzart IP68, entspricht Schutz gegen dauerndes Untertauchen Zertifizierung/Konformität: Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC) Beschreibung: Micro Stirrer w/o Controller Schutzartklasse: IP68 Typ: Stirrer Fassungsvermögen: 1 L Geschwindigkeit: 1400 RPM Deckplattenmaterial: Edelstahl Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-1281
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
EAN	4066292010604

