



Thermo Scientific Variomag Micro Rührer

Artikelbilder

Beschreibung

Variomag Micro Rührer Arbeiten Sie mit Thermo Scientific™ Cimarec™ i Mikrorührern, hermetisch abgedichteten Rührern der Schutzart IP68, entspricht Schutz gegen dauerndes Untertauchen Zertifizierung/Konformität: Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC) Beschreibung: Micro 20 w / Telemodul 20 C; 100-240V 2/4/6/8W Abmessungen (L x B x H): 48 x 48 x 15cm (1,8 x 1,8 x 0,6 in.) Höhe (angloamerikanisch): 0,6 Zoll Höhe (metrisch): 15 mm Länge (angloamerikanisch): 1.8 in. Schutzartklasse: IP68 Temperaturbereich (metrisch): -10 ° bis 56 °C (Betriebstemp) Typ: Rührer Gewicht (angloamerikanisch): £ 0,4 Breite (angloamerikanisch): 1.8 in. Fassungsvermögen: 1 L Form: Quadratisch Geschwindigkeit: 130 - 1400rpm Rührpositionen: 1 Deckplattenmaterial: Edelstahl Spannung: 100 – 240 V Wirkleistung: 2/4/6/8w Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-1132
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
EAN	4066292009240
Nettogewicht	0.20000 kg
Breite	48 mm
Höhe	15 mm
Länge	48 mm

