



## Thermo Scientific Variomag Micro Rührer

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

Variomag Micro Rührer Arbeiten Sie mit Thermo Scientific™ Cimarec™ i Mikrorührern, hermetisch abgedichteten Rührern der Schutzart IP68, entspricht Schutz gegen dauerndes Untertauchen Zertifizierung/Konformität: CE Beschreibung: Micro w / Standardtelemodule; 230 Euro Abmessungen (L x B x H): 48 x 48 x 15cm (1,8 x 1,8 x 0,6 in.) Höhe (angloamerikanisch): 0,6 Zoll Höhe (metrisch): 15 mm Länge (angloamerikanisch): 1.8 in. Steckertyp: EU-Ausführung Schutzartklasse: IP68 Temperaturbereich (metrisch): -10 ° bis 56 °C (Betriebstemp) Typ: Rührer Gewicht (angloamerikanisch): £ 0,4 Breite (angloamerikanisch): 1.8 in. Fassungsvermögen: 1 L Form: Quadratisch Geschwindigkeit: 130 - 1000rpm Rührpositionen: 1 Deckplattenmaterial: Edelstahl Wirkleistung: 3w Unit Size: Each

### Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LD-1134
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
VGKL Nummer	517940107
EAN	4066292009257
Nettogewicht	0.20000 kg
Breite	48 mm
Höhe	15 mm
Länge	48 mm
Spannung	230 V

