



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e


Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Taumel-Rollenmischer 5 Rollen, Drehzahl: 4-30 U/min

**608,80 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Synchron drehende PVC-Rollen bilden eine einheitlich taumelnde Liegefläche.

Die Proben werden um ihre Längsachse gedreht und gleichzeitig entlang ihrer Auflagefläche hin und her gewippt. Das Gerät wurde speziell für eine gleichmäßige und schonende Durchmischung von Proben für hämatologische Untersuchungen und sonstiger Zellsuspensionen konzipiert. Es verhindert die Sedimentation von Proben (Dispersionen) aller Art, z.B. Farben, Lacken, Ölen, Kosmetika usw.

Achsabstand: 40 mm

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ZT-0384
Hersteller (Marke)	neoLab
alte neoLab ArtikelNr.	3-5075
EAN	4058072444389
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Drehzahl MAX	30 U/Min
Farbe	Weiß
steril	Nein
Breite	177 mm
Höhe	107 mm
Länge	445 mm
Tiefe	445 mm
Gewicht	3.8 kg
Spannung	230 V
für Umgebungstemperatur	5 bis 40 °C
Rührer und Rotatoren Eigenschaften	mit Drehzahlüberwachung mit Dauerfunktion
Bewegung	rollend taumelnd
Drehzahl MIN	4 U/Min
Anzahl Geschwindigkeitsstufen	stufenlos
Anzahl Rollen	5
Leistung	25 W
DM Rollen	32 mm
Maximale relative Luftfeuchte bei 20 °C	80.0 %
Neigungswinkel MIN	3 °

