



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolabLine Rotator, 5-50 UpM, mit digitaler Anzeige, variabel, ohne Drehteller

**1.201,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

### **Zur Durchmischung von Proben in Reagenzgläsern oder Reaktionsgefäßen über Kopf.**

Kräftiger Motor mit verschiedenen Drehzahlen (fix oder variabel)

Stromanschlusskabel inklusive.

Stromanschluss: 230 V/50 Hz

Best.-Nr. 2-1185

Digitalanzeige für Geschwindigkeit und Zeit (0 - 99 h / 1 - 59 min), Einstellungen können gespeichert werden.

Gewicht: 3,8 kg

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1185
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072055813
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Drehzahl MAX	50 U/Min
Farbe	gelb
Breite	200 mm
Höhe	250 mm
Länge	200 mm
Tiefe	200 mm
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	digital
Bedienung über	Folientastatur
Gewicht	3.5 kg
Spannung	230 V
Rührer und Rotatoren Eigenschaften	mit stufenloser Drehzahlregelung mit Timer mit Dauerfunktion Drehteller sind als Zubehör erhältlich
Bewegung	rotierend
Drehzahl MIN	5 U/Min
Anzahl Geschwindigkeitsstufen	stufenlos
Leistung	50 W
Modell Schüttler/ Rotator	neoLabLine Rotator 5 bis 50 UpM. digital (2-1185)
Neigungswinkel MAX	90 °
Neigungswinkel MIN	27 °
Typ Schüttler	Rotator/ Überkopfschüttler

