



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## KERN Stereomikroskop OSF, 43525

**Preis auf  
Anfrage**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

- Das KERN ist ein sehr robustes, standfestes und einfach zu bedienendes Stereomikroskop
- Aufgrund seiner Beschaffenheit und dem flexiblen Säulenständer eignet es sich optimal für rauhe Arbeitsumgebungen, Werkstätten, Schulen und Ausbildungsbetriebe
- Neben seinen sehr guten optischen Eigenschaften bietet es durch seine große Arbeitsfläche höchsten Komfort in dieser Klasse
- Die je nach Modell wählbare, starke und separat dimmbare Auf- und Durchlicht-LED-Beleuchtungseinheit sorgt stets zuverlässig für eine gute Ausleuchtung
- Die Vielfalt an Objektiv-Kombinationen, dem extra großen Arbeitsabstand und der Tiefenschärfe lässt keine Wünsche offen
- Die große Auswahl an zusätzlichen Okularen, auch für Brillenträger sowie weiteres Zubehör, rundet dieses Paket ab
- Ein zentrales Merkmal dieser variablen und gleichzeitig robusten Mikroskopserie ist die stabile und genau einstellbare Mechanik. Dies wird durch das funktionale und ergonomische Design unterstrichen

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	KP-5138
Hersteller (Marke)	KERN
EAN	4058072146870
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Energieversorgung	Stromnetz
Hersteller	KERN
Physikalisches Prinzip	Durchlicht
Typ Mikroskop	Stereomikroskope
Typ Tubus Kamera	binokular
mit Staubschutzhülle	nein

