



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



KERN Stereomikroskop-Set OZM, 0.7 x - 4 5

2.090,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

- Bereits vordefinierte Sets, bestehend aus einem Stereomikroskopkopf, einem Universalständer und einer Ringbeleuchtung aus unserem Sortiment
- Das erspart Ihnen die zeitraubende Konfiguration und die Qual der Wahl der Kombination der verschiedenen Komponenten. So erhalten Sie eine preiswerte und hoch flexible Lösung für Ihren Mikroskoparbeitsplatz
- Die KERN OZM-9 beinhaltet hervorragende Stereo-Zoom-Mikroskope mit überdurchschnittlichen optischen Leistungen
- Die im Standard enthaltene 4,5W-LED-Ringbeleuchtung gewährleistet eine optimale Beleuchtung Ihrer Probe
- Neben dem großen Arbeitsabstand, einem extra großen Sehfeld und seiner brillanten Auflösung liefert das KERN OZM-9 farbtreue und tiefenscharfe Bilder mit hohem Kontrast
- Das Zoom-Objektiv ermöglicht Ihnen eine stufenlose Vergrößerung von 7×–45×
- Zur Auswahl stehen Ihnen ein binokulares Modell sowie ein trinokulares Modell für den Anschluss einer Kamera zur Dokumentation und für Qualitätsberichte
- Der individuell einstellbare Gelenkarm-Universal-Ständer mit Klemme garantiert Ihnen die höchste Flexibilität und Reichweite. Durch die individuelle Höheneinstellung und ausziehbaren Gelenkarmen können große Proben untersucht werden
- Durch die Klemme kann der Universalständer an jedem Arbeitstisch befestigt werden
- Einfach – praktisch – günstig

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KP-5293
Hersteller (Marke)	KERN
EAN	4058072148249
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Energieversorgung	Stromnetz
Physikalisches Prinzip	Durchlicht
Typ Leuchtmittel	LED
Typ Mikroskop	Stereomikroskope
Hersteller	KERN
Typ Tubus Kamera	trinokular
mit Staubschutzhülle	nein

