




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



VACUUBRAND Absaugsystem mit 4 Ltr. PP Flasche

895,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Das Absaugsystem ist für den Anschluss an eine bereits vorhandene externe Vakuumquelle wie eine Membranpumpe oder ein Vakuumnetzwerk konzipiert und kommt ohne elektrische Versorgung aus.

Der chemikalienbeständige, mechanische Vakuumregler sorgt für ein optimales Arbeitsvakuum. Der Regler öffnet nur bei Bedarf und begrenzt so die Gaslast für die Vakuumquelle.

Die Verdampfung der gesammelten Flüssigkeit wird minimiert. Das im Flaschenkopf integrierte Leitrohr dient der Reduzierung der Schaum- und Aerosolbildung und sorgt für lange Standzeiten des hydrophoben Schutzfilters.

Leistungsmerkmale

Mechanischer Vakuumregler zur Minimierung der Gaslast für das Vakuumnetzwerk und für optimales Arbeitsvakuum. Hohe Standsicherheit, kein elektrischer Anschluss nötig für flexiblen Einsatz. Optimal ausgestattete autoklavierbare Sammelflasche zur Reduzierung von Aerosol- und Schaumbildung, autoklavierbare Schnellverschlusskupplungen als Zubehör erhältlich. Absaughandgriff mit durchgängigem Saugschlauch - Mechanik nicht medienberührt - keine Kontamination. Hydrophober Schutzfilter 0,2 µm - hohe Sicherheit gegenüber Kontamination des Vakuumnetzwerks, als Einheit mit der Sammelflasche autoklavierbar.

Gewicht: ca. 2,8 kg

Zubehör: Ersatz-Auffangflasche (Best.-Nr. 7-8156 und 7-8157)
Schnellkupplung komplett (Best.-Nr. 7-8158)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VZ-1459
Hersteller (Marke)	VACUUBRAND
alte neoLab ArtikelNr.	7-8154
EAN	4058072426743
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Breite	200 mm
Höhe	490 mm
Länge	250 mm
Tiefe	250 mm
Gewicht	2.8 kg
Pumpen und Absaugsysteme Eigenschaften	mit Sicherheitsfilter mit Sammelflasche
Funktionsweise	mechanisch
für DM Schlauch innen 1	6.0 bis 10.0 mm
Ersatzteil	VZ-0116
Material Sammelflasche	Polypropylen (PP)
Typ Absaugvorrichtung/-system	ohne Pumpe
Typ Anschluss Sammelflasche	Schlaucholive
Volumen Sammelflasche	4 l

